

**ТИТАН ФАРМ****МАРШАЛ ТИТО ББ
2400 СТРУМИЦА****ТЕЛ. 034 / 349-091
ФАКС. 034 / 349-092****ТИТАН увоз - извоз****Е-MAIL: info@titan.com.mk
WEB: www.titan.com.mk**

ЦЕНОВНИК на производи од Yuwell, Август 2026:
Сензори за континуирано мерење на новото на гликоза во крвта

yuwell
AnytimeTM

Производ	Цена [ПМЦ]	Попуст [%]	Попуст [МКД]	ЦЕНА
ЕДИНЕЧНИ производи				
<u>Yuwell CT3 ТРАНСМИТЕР</u> (2 години)	2.450	/	/	2.450
<u>Yuwell CT3 СЕНЗОР</u> (14 дена)	3.600	/	/	3.600
СТАРТЕР пакети				
<u>4-недели СТАРТЕР ПАКЕТ</u> • 1x Yuwell CT3 ТРАНСМИТЕР • 2x Yuwell CT3 СЕНЗОР (цена по сензор: 4.400)	(9.650) • 2.450 • 7.200	10%	- 860	8.790
<u>8-недели СТАРТЕР ПАКЕТ</u> • 1x Yuwell CT3 ТРАНСМИТЕР • 4x Yuwell CT3 СЕНЗОР (цена по сензор: 3.600)	(16.850) • 2.450 • 14.400	15%	- 2.450	14.400
<u>16-недели СТАРТЕР ПАКЕТ</u> • 1x Yuwell CT3 ТРАНСМИТЕР • 8x Yuwell CT3 СЕНЗОР (цена по сензор: 3.280)	(31.250) • 2.450 • 28.800	16%	- 5.040	26.210
СЕНЗОР пакети				
<u>8-недели СЕНЗОР ПАКЕТ</u> • 4x Yuwell CT3 СЕНЗОР (цена по сензор: 3.310)	• 14.400	8%	- 1.150	13.250
<u>16-недели СЕНЗОР ПАКЕТ</u> • 8x Yuwell CT3 СЕНЗОР (цена по сензор: 3.150)	• 28.800	12,5%	- 3.600	25.200

**ИСПРАТИ ПОРАКА !!!**

Скенирај го овој QR код веднаш и контактирај нè на Facebook Messenger

**УПАТСТВА, ВИДЕА,
ИНФОРМАЦИИ !!!**

Скенирај го овој QR код веднаш и дознај сè за производите




- * Цените важат за секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото не поголема од 2% (1EUR=61,5МКД);
- * Титан увоз-извоз го задржува правото на промена на цените без претходна најава, во зависност од условите и факторите кои влијаат на формирањето на цената, како и акции за стимулации на продажбата.
- * Телефон за контакт: 070 347 649 (SMS, Viber, WhatsApp). Доколку не нè добиете - ние ќе ве побараме

Што е CGM


Уредот за Континуирано следење на гликоза (CGM - Continuous Glucose Monitor) ги следи нивоата на гликоза во текот на денот и ноќта и може да ве предупреди ако вашите нивоа се превисоки или прениски. CGM системите прават мерења на гликоза во редовни интервали, на секои 3 минути, и ги претвораат во динамични податоци за да го покажат нивоото на гликозата и брзината на промена.

Yuwell Anytime



Како функционира еден CGM?

Наместо да се боцкате и мерите еднаш, CGM системот ги следи вашите нивоа на гликоза дење и ноќе.



1. Многу мала и тенка сензорска игличка се вметнува под вашата кожа со помош на автоматски апликатор



2. Трансмисерот испраќа податоци



3. Вие ги добивате податоците во инсталираната апликација на вашиот мобилен телефон

ПРЕДНОСТИ

- 😊 Без калибрирање!!!
- 😊 9.07% MARD прецизност (потврдено со клинички студии)
- 😊 480 мерења на ден!
- 😊 Мери 14-дена
- 😊 IP58 Водоотпорно

- 😊 Аларм/известување кое предупредува дека треба да преземете акција
- 😊 Споделување на нивото на шеќер со лекар/домашни луѓе, кому вие дозволите
- 😊 3 дела: Трансмисер, Сензор, Подлога за полнење
- 😊 Опсег на мерење 1.7 -27.8mmol/L

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАНСМИТЕРОТ

- Мазен, тенок, рамен профил (помал од монета од 5 денари, кој се монтира на сензорот)
- Се полни (24-месечна гаранција), поеклошки
- 14-дневно складирање на податоци, без губење на податоци/празнини со автоматско обновување, доколку се одвои од приемникот (мобилен телефон)

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕНЗОРОТ

- Не е потребна калибрација
- До 14 дена носење
- Загревање / Иницијализација од 1 час (на почеток)
- Мерење на гликоза во реално време на секои 3 минути (480 пати/ден)
- Брзо и лесно имплементирање